


CZ	Návod k použití	2
	Rehabilitační žíněnka Rehamat	
SK	Návod na použitie	5
	Rehabilitačná žiněnka Rehamat	

MANUÁL





PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zvolili výrobek značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybně sloužil mnoho let, přečtěte si prosím pozorně návod k použití.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS



Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: číslo objednávky nebo při nákupu u našeho obchodního partnera model, datum prodeje a výrobní číslo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Výrobce nenes odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

Návod na používání rehabilitační žíněnky Rehamat

I. Technické údaje

Výplň	molitan s vysokou hustotou
Potah	eko kůže
Délka	200 cm
Šířka	120 cm
Výška	5 cm
Přepravní rozměry	68 x 200 x 15 cm
Hmotnost	8,4 kg (bez tašky)
CERTIFIKÁT	CE dle směrnice rady 93/42/EHS

II. Popis

Rehabilitační žíněnka je určena k fyzioterapii a masáži. Je vyrobena z kvalitního pevného molitanu podle mezinárodních standardů kvality, opatřena značkou CE a je zaregistrována jako zdravotnický prostředek 1. třídy. Kvalitní molitan s vyšší tuhostí nemění tvar a zajistí stabilitu při cvičení. Potah z odolné atestované eko kůže zaručuje odolnost proti vodě a oleji. Součástí balení je transportní taška s posuvným popruhem přes rameno.

III. Specifikace


Žíněnka je vyrobena z molitanu potaženého eko kůží.

Sada obsahuje:

- 1 Rehabilitační žíněnka (fot. 1)
- 2 Bezpečnostní páska (fot. 2)
- 3 Transportní taška (fot. 3)



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3

IV. Údržba a čištění

Eko - kůže, koženka: čistit šetrným roztokem neparfémovaného mýdla s vlažnou vodou s pomocí jemného hadříku. Nepoužívat rozpouštědla a saponáty.

V. Dezinfekce

Dezinfikovat běžně dostupnými dezinfekčními prostředky bez obsahu alkoholu a chloru.

VI. Provozní poznámky

- 1 Žíněnka je určena pro zákroky pouze na jedné osobě.
- 2 Je zakázáno přesouvat matraci s uloženým pacientem.
- 3 Prudké trhání matrací je zakázáno.

VII. Doporučení

Obeznamte se se záručními podmínkami a dodržujte pokyny k údržbě žíněnky.

Záruční list

(Nevyžaduje podpis ani razítko, reklamaci lze uplatnit bez dokladu o koupi - stačí číslo objednávky.)

Název výrobku	Rehabilitační žíněnka	Číslo objednávky	
Kód zboží	2K	Datum prodeje	

Zápisy záručních oprav

Datum nahlášení	Datum provedení	Popis vykonané práce	Razítko a podpis servis. technika

Záruční doba výrobku je 24 měsíců od data nákupu na poškozený materiál či dílenské zpracování. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená přepravou, nesprávným použitím nebo jinou nehodou. Vadný produkt může být vrácen s popisem vad a adresou prodejce. Pro opravu v záruční době postupujte podle instrukcí, při objednávce nových částí opište číslo modelu, které je na krabici výrobku.



POĎAKOVANIE(sk)

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok značky MEDIMAS. Aby Vám bezchybne slúžil mnoho rokov, prečítajte si prosím pozorne návod na použitie.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A SERVIS



Odporúčame používať originálne náhradné diely. Pri kontakte so servisným strediskom sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: číslo objednávky (pri nákupe u nášho obchodného partnera model, dátum predaja a výrobné číslo).

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadny úraz ani škodu v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo použitia. Návod na použitie vždy uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste na jeho budúce použitie.

Návod na používanie rehabilitačnej žinenky Rehamat

I. Technické údaje

Výplň	molitan s vysokou hustotou
Poťah	eko koža
Dĺžka	200 cm
Šírka	120 cm
Výška	5 cm
Prepravné rozmery	68 x 200 x 15 cm
Hmotnosť	8,4 kg (bez tašky)
CERTIFIKÁT	CE podľa smernice rady 93/42/EHS

II. Popis

Rehabilitačná žinenka je určená na fyzioterapiu a masáž. Je vyrobená z kvalitného pevného molitanu podľa medzinárodných štandardov kvality, vybavená značkou CE a je zaregistrovaná ako zdravotnícky prostriedok 1. triedy. Kvalitný molitan s vyššou tuhosťou nemení tvar a zaisťuje stabilitu pri cvičení. Poťah z odolnej atestovanej eko kože zaručuje odolnosť proti vode a oleju. Súčasťou balenia je transportná taška s posuvným popruhom cez rameno.


III. Špecifikácia

Žinenka je vyrobená z molitanu potiahnutého eko kožou. Sada obsahuje:

- 1 Rehabilitačná žinenka (fot. 1)
- 2 Bezpečnostná páska (fot. 2)
- 3 Transportná taška (fot. 3)



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3

IV. Údržba a čistenie

Eko - koža, koženka: čistiť šetrným roztokom neparfémovaného mydla s vlažnou vodou s pomocou jemnej handričky. Nepoužívať rozpúšťadla a saponáty.

V. Dezinfekcia

Dezinfikovať bežne dostupnými dezinfekčnými prostriedkami bez obsahu alkoholu a chlóru.

VI. Prevádzkové poznámky

- 1 Žinenka je určená pre zákroky len na jednej osobe.
- 2 Je zakázané presúvať matrac s uloženým pacientom.
- 3 Prudké trhanie matracom je zakázané.

VII. Odporúčanie

Oboznámte sa so záručnými podmienkami a dodržiavajte pokyny na údržbu žinenky.

Záručný list

(Nevyžaduje podpis ani pečiatku, reklamáciu možno uplatniť bez dokladu o kúpe - stačí číslo objednávky.)

Názov výrobku	Rehabilitačná žinenka	Číslo objednávky	
Kód tovaru	2K	Dátum predaja	

Zápisy záručných opráv

Dátum nahlásenia	Dátum vyhotovenia	Popis vykonanej práce	Pečiatka a podpis servis. technika

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov od dátumu nákupu na poškodený materiál či dielenské spracovanie. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prepravou, nesprávnym použitím alebo inou nehodou. Chybný produkt môže byť vrátený s popisom väd a adresou predajcu. Pre opravu v záručnej dobe postupujte podľa inštrukcií, pri objednávke nových častí opíšte číslo modelu, ktoré je na krabici výrobku.